

, Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd7 Для Fc — P09564

Артикул: CM0011553

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, выявляющее человеческий CD7 (GP40, TP41) методом проточной цитометрии. CD7 представляет собой костимулирующий трансмембранный гликопротеин, экспрессируемый на Т- и NK-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело к человеческому CD7
Примечания/синонимы	GP40; TP41; Tr40; LEU-9
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	924
Идентификатор гена	924
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–180 человеческого CD7 (NP_006128.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом