

Моноклональное Антитело Rabbit Anti-Human Cd7 Для Fc - P09564

Артикул: CM0005222

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , специфичное к человеческому CD7. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Распознает эпитоп в пределах аминокислот 26-180. Идеально для иммунофенотипирования Т-клеток и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Rabbit anti-Human CD7
Примечания/Альтернативные названия	GP40; TP41; Tr40; LEU-9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	924
ID гена	924
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-180 человеческого CD7 (NP_006128.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом