

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd7 Человека Для Проточной Цитометрии - P09564

Артикул: CM0008669

введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с , против CD7 человека для проточной цитометрии. Распознает Т-клеточный антиген CD7 (GP40/LEU-9). Подходит для иммунофенотипирования Т-клеток и NK-клеток. UniProt P09564.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD7 человека
Примечания/Синонимы	CD7; GP40; LEU-9; TP41; Тр40; молекула CD7
Вид	Человек
ID гена (человек)	924
ID гена	924
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09564
Молекулярная масса белка	25 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом