


Моноклональное Антитело Кролик Против Человеческого Cd70 Для Проточной Цитометрии — P32970

Артикул: CM0011933



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело (клон) против человеческого CD70 (CD27L/TNFSF7), валидированное для проточной цитометрии. Получено на рекомбинантном иммуногене. Идеально подходит для исследования взаимодействия Т-клеток и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD70
Примечания/синонимы	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	970
ID гена	970
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-193 человеческого CD70 (P32970)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32970
Молекулярная масса белка	21 кДа/23 кДа
Доставка	Ледяной пакет