


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd70 Для Проточной Цитометрии - P32970

Артикул: CM0011864



введение

кроличье моноклональное антитело к человеческому CD70, валидированное для проточной цитометрии. Распознает CD70 (CD27L/TNFSF7), лиганд активации Т-клеток, с реактивностью к человеку. Идеально для исследований в иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD70 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	970
GeneID	970
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32970
Молекулярная масса белка	21кДа/23кДа
Условия доставки	В пакете со льдом