


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd71 Для Проточной Цитометрии — P02786

Артикул: CM0009738



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD71 (рецептор трансферрина 1), для проточной цитометрии. Распознаёт человеческий CD71 (~85 кДа). Идеально подходит для исследований поглощения железа, транспорта рецепторов и механизмов проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	кроличье МАТ против человеческого CD71
Примечания/синонимы	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7037
Идентификатор гена	7037
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100–250 человеческого CD71 (NP_003225.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P02786
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент