

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd72 Для Fc - P21854

Артикул: CM0012140

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD72 (Lyb-2), валидированное для проточной цитометрии. Это непосредственно меченное антитело устраняет необходимость во вторичных реагентах, упрощая разработку многокрасочных панелей для анализа субпопуляций лимфоцитов. Подходит для исследований В-клеток и иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против человеческого CD72
Примечания/синонимы	CD72; CD72b; LYB2; молекула CD72
Вид	Человек
GeneID (человек)	971
GeneID	971
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 117-359 человеческого CD72 (NP_001773.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21854
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом