

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd72 Для Проточной Цитометрии - P21854

Артикул: CM0005243

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к человеческому CD72 (антиген дифференцировки В-клеток), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения BCR-сигналинга, регуляторных взаимодействий В/Т-клеток и развития В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к человеческому CD72
Примечания/Альтернативные названия	CD72; CD72b; LYB2; Молекула CD72
Вид	Человек
GeneID (Человек)	971
GeneID	971
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 117-359 человеческого CD72 (NP_001773.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21854
Молекулярный вес белка	40 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом