

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd74, Меченное - P04233-2

Артикул: CM0009160

введение

Конъюгированное с флуорофором кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD74 (инвариантная цепь, Ii). Валидировано для проточной цитометрии, получено против остатков 73-232, общих для нескольких изоформ CD74. Идеально подходит для иммунного профилирования и исследований МНС класса II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD74, меченное
Примечания/Синонимы	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Вид реагента	Человек
GeneID (человек)	972
GeneID	972
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 73-232 человеческого белка CD74 (NP_004346.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04233-2
Молекулярная масса белка	18кДа/24кДа/26кДа/31кДа/34кДа
Условия доставки	С хладагентом