

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd74 (Pe) Для Проточной Цитометрии - P04233-2

Артикул: CM0009756

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD74, конъюгированное с PE, валидировано для проточной цитометрии. Распознает инвариантную цепь MHC класса II, с множественными изоформами весом от 18 до 34 кДа. Идеально для иммунофенотипирования и исследований презентации антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-Человеческое CD74 mAb
Примечания/Альтернативные названия	II; p33; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	972
GeneID	972
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 73-232 человеческого CD74 (NP_004346.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04233-2
Вес белка	18кДа/24кДа/26кДа/31кДа/34кДа
Условия доставки	В пакете со льдом