

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd75 Для Fc - P15907

Артикул: CM0008518



введение

Высокоспецифичное конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD75/ST6GAL1. Валидировано для проточной цитометрии, идеально для иммунофенотипирования лимфоцитов и исследований поверхностных антигенов В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD75 mAb
Примечания/Алиасы	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6480
GeneID	6480
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15907
Молекулярная масса белка	20кДа/47кДа
Доставка	Ледяной пакет