

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd75 Для Fc - P15907

Артикул: CM0008142



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, специфичное к человеческому CD75 (ST6GAL1), валидированное для проточной цитометрии. Позволяет детектировать В-клеточный поверхностный антиген CDw75 и активность сиалилтрансферазы в исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Наименование продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD75
Примечания/Альтернативные названия	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6GalI
Вид	Человек
ID гена	6480 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий аминокислоты 44-406 человеческого CD75 (NP_001340845.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15907
Молекулярная масса белка	20 кДа / 47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом