


: Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd79A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) — P11912

Артикул: CM0010153



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому CD79a (MB-1, Ig-alpha), конъюгированное с . Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии. Надёжно подходит для изучения передачи сигналов через рецептор В-клеток и дифференцировки В-клеточной линии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, моноклональное антитело кролика к человеческому CD79a
Примечания/синонимы	IGA; MB1; MB-1; IGA1pha
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	973
Идентификатор гена	973
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P11912
Молекулярная масса белка	20 кДа/25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом