

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd79B/Igβ Человека Для Проточной Цитометрии — P40259

Артикул: CM0006105



введение

Моноклональное антитело кролика против CD79B/Igβ человека для проточной цитометрии, нацеленное на CD79B в В-клетках человека. Необходимо для изучения передачи сигналов через В-клеточный рецептор, презентации антигенов и механизмов иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD79B/Igβ человека
Примечания/синонимы	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	974
Идентификатор гена	974
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-159 CD79B/Igβ человека (NP_000617.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P40259
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом