

Кролиčky Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd79B/Igβ () Для Проточной Цитометрии - P40259

Артикул: CM0008437



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD79B/Igβ, конъюгированные с для проточной цитометрии. Специфически обнаруживают внеклеточный домен CD79B, ключевого компонента комплекса рецептора антигена В-клеток. Валидированы на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиčky мАб против человеческого CD79B/Igβ
Примечания/Псевдоним	B29; IGB; AGM6; Igbeta
Вид	Человек
GeneID (Человек)	974
GeneID	974
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-159 человеческого CD79b/Igβ (NP_000617.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40259
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом