


## Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd79B/Igβ Для Проточной Цитометрии - P40259

Артикул: CM0008148



### введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD79b/Igβ — компонент антигенного рецептора В-клеток. Валидировано для проточной цитометрии, идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | кроличье мАнт против человеческого CD79b/Igβ                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | B29; IGB; AGM6; Igbeta                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                               |
| ID гена (человек)                  | 974                                                                                                                   |
| ID гена                            | 974                                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 29-159 человеческого CD79b/Igβ (NP_000617.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                               |
| Применение                         | FC (проточная цитометрия)                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                               |
| SWISS                              | P40259                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 26 кДа                                                                                                                |
| Доставка                           | С хладагентом                                                                                                         |