

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd79B/Igβ, Конъюгированные С , Для Иф/Пц - P40259

Артикул: CM0011231



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, специфичные к человеческому CD79b (Igβ), субъединице комплекса рецептора антигена В-клеток. Валидированы для иммунофлуоресценции (IF/ICC) и проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для исследований В-клеток и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD79b/Igβ mAb
Примечания/Псевдоним	CD79B; AGM6; B29; IGB; молекула CD79b
Вид	Человек
ID гена (человек)	974
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-159 человеческого CD79b/Igβ (NP_000617.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40259
Молекулярный вес белка	14 кДа/26 кДа
Транспортировка	Сумка-холодоэлемент