

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd79B/Igβ Для If/Icc, Fc - P40259

Артикул: CM0010772



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, направленная против человеческого CD79b/Igβ (B29, AGM6). Валидирована для применения в IF/ICC и FC. CD79b является белком комплекса антигенного рецептора В-клеток, играющим ключевую роль в сигналинге BCR и развитии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАнтитело против человеческого CD79b/Igβ
Примечания/Алиасы	CD79B; AGM6; B29; IGB; молекула CD79b
Вид	Человек
ID гена	974
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD79b/Igβ
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40259
Молекулярная масса белка	14 кДа/26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом