

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd79B/Igβ Для Иф/Ицп, Пц - P40259

Артикул: CM0010497



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD79b/Igβ, валидированные для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Специфически обнаруживают бета-цепь комплекса В-клеточного рецептора, подходят для изучения В-клеточной сигнализации и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD79b/Igβ мАт
Примечания/Псевдонимы	CD79B; AGM6; B29; IGB; молекула CD79b
Вид	Человек
ID гена	974
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-159 человеческого CD79b/Igβ (NP_000617.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИЦП, ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P40259
Молекулярный вес белка	14кДа/26кДа
Доставка	Сумка со льдом