

Кроличье Моноклональное Антитело Анти-Человеческий Cd80/B7-1 Для Проточной Цитометрии — P33681

Артикул: CM0007840



введение

Кроличье моноклональное антитело анти-человеческий CD80/B7-1, конъюгированное с , для проточной цитометрии. Нацелено на антиген активации Т-лимфоцитов CD80 — критически важную костимулирующую молекулу в передаче сигналов между иммунными клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело анти-человеческий CD80/B7-1
Примечания/синонимы	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; молекула CD80
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	941
Идентификатор гена	941
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-242 человеческого CD80/B7-1 (NP_005182.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P33681
Молекулярная масса белка	18 кДа/29 кДа/33 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент