

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому CD80/B7-1 - P33681

Артикул: CM0004263



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD80/B7-1 (клон) для проточной цитометрии. Специфично к человеческому CD80 (SWISS: P33681), ключевой костимулирующей молекуле в активации Т-клеток и иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD80/B7-1
Примечания/Альтернативные названия	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	941
GeneID	941
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-242 человеческого CD80/B7-1 (NP_005182.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33681
Молекулярная масса белка	18 кДа/29 кДа/33 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом