

, Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого CD80/B7-1 Для Проточной Цитометрии — P33681

Артикул: CM0010736



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD80 (B7-1), валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на ко-стимулирующую молекулу Т-клеток CD80, экспрессируемую на антигенпрезентирующих клетках, что позволяет проводить исследования активации иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD80/B7-1
Примечания/синонимы	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	941
GeneID	941
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35–242 человеческого CD80/B7-1 (NP_005182.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P33681
Молекулярная масса белка	18 кДа/29 кДа/33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом