

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd80/B7-1 Для Проточной Цитометрии — P33681

Артикул: CM0006032



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого CD80 (B7-1), валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает ключевую костимулирующую молекулу на антигенпрезентирующих клетках; Swiss-Prot: P33681.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ против человеческого CD80/B7-1
Примечания/Алиасы	CD80; B7; B7-1; B7.1; BB1; CD28LG; CD28LG1; LAB7; молекула CD80
Вид	Человек
GeneID (человек)	941
GeneID	941
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33681
Молекулярная масса белка	18кДа/29кДа/33кДа
Доставка	Сумка-холодильник