

Кролик Анти-Человеческий Cd80/B7-1 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P33681

Артикул: CM0005348



введение

Высококачественное кроличье анти-человеческое CD80/B7-1 моноклональное антитело для проточной цитометрии. Нацелено на внеклеточный домен, реагирует с человеческим. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток, иммунных контрольных точек и вирусного проникновения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD80/B7-1 мАК
Примечания/Псевдоним	B7; BB1; B7-1; B7.1; LAB7; CD28LG; CD28LG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	941
GeneID	941
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-242 человеческого CD80/B7-1 (NP_005182.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33681
Молекулярный вес белка	18kDa/29kDa/33kDa
Доставка	Сумка со льдом