


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd81 Для Проточной Цитометрии — P60033

Артикул: CM0009627



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD81 для проточной цитометрии. Направлено на человеческий CD81 — тетраспанин, участвующий в иммунной сигнализации и проникновении вирусов в клетку. Подходит для исследований проточной цитометрией человеческих В-клеток, Т-клеток и гепатоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАТ против человеческого CD81
Примечания/синонимы	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	975
ID гена	975
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 114–199 человеческого CD81 (NP_004347.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P60033
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом