

Кроличье Моноклональное Антитело К Cd82 Человека Для Проточной Цитометрии - P27701

Артикул: CM0008373



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к CD82 человека, валидированное для проточной цитометрии. Мишенью является супрессор метастазирования KAI1 (TSPAN27), участвующий в клеточной адгезии, передаче сигналов и иммунной модуляции. Идеально подходит для исследований в области онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD82
Примечания/Синонимы	R2, 4F9, C33, IA4, ST6, GR15, KAI1, SAR2, TSPAN27
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3732
GeneID	3732
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-267 CD82 человека (NP_002222.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27701
Молекулярная масса	27 кДа/30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом