


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd84 Для Fc - Q9Uib8

Артикул: CM0005757



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CD84 (SLAMF5), валидированное для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (aa 22-225) детектирует человеческий CD84; подходит для исследований иммунных клеток, включая анализ NK-клеток, Т-клеток, В-клеток и дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD84
Примечания/Альтернативные названия	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; молекула CD84
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8832
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-225 человеческого CD84 (NP_001171808.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UIB8
Молекулярная масса белка	24кДа/26кДа/30кДа/31кДа/36кДа/38кДа
Условия доставки	Холодовой пакет (лед)