


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd84 Для Проточной Цитометрии - Q9Uib8

Артикул: CM0004257



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD84 (SLAMF5). Валидированы для применения в проточной цитометрии (FC) на образцах человека. Идеально подходят для профилирования иммунных клеток и изучения функции CD84.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD84 мАт
Примечания/Псевдонимы	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; молекула CD84
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8832
ID гена	8832
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-225 человеческого CD84 (NP_001171808.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UIB8
Молекулярный вес белка	24kDa/26kDa/30kDa/31kDa/36kDa/38kDa
Доставка	Сумка со льдом