


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd84 Для If/Icc И Fc - Q9Uib8

Артикул: CM0011319



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD84 для IF/ICC и FC. Обнаруживает человеческий CD84 (SLAMF5) — рецептор семейства SLAM в гемопоэтических клетках. Идеально подходит для идентификации иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое мАнтитело CD84
Примечания/Алиасы	CD84; LY9B; SLAMF5; hCD84; mCD84; молекула CD84
Вид	Человек
ИД гена	8832
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22–225 человеческого CD84 (NP_001171808.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UIB8
Молекулярная масса белка	24 кДа/26 кДа/30 кДа/31 кДа/36 кДа/38 кДа
Доставка	Холодоизоляционный пакет