

Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd85D/E/I/J Для Проточной Цитометрии — Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8NHL6

Артикул: CM0010669



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD85d (LILRB2) с перекрестной реактивностью к CD85e/i/j. Валидирована для проточной цитометрии, идеально подходит для исследований иммунной толерантности и рецепторов MHC класса I.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья МАТ против человеческого CD85d/e/i/j
Примечания/Синонимы	ILT4, LIR2, CD85D, ILT-4, LIR-2, MIR10, MIR-10
Вид	Человек
GeneID	10288/11026/11024/10859
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-461 человеческого CD85d (NP_001074447.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	С ледяным пакетом