

Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd85D/Ilt4, Меченная , Для Проточной Цитометрии - Q8N423

Артикул: CM0009000



введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD85d/ILT4, валидированная для проточной цитометрии. Распознает широкий спектр антигенов MHC класса I. Идеально подходит для исследований иммунной толерантности, материнско-плодного интерфейса и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитело к человеческому CD85d/ILT4, мкА
Примечания/Алиасы	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Вид	Человек
ID гена (человек)	10288
ID гена	10288
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 22-461 человеческого CD85d (NP_001074447.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N423
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом