

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd85D/Ilт4 Для Проточной Цитометрии - Q8N423

Артикул: CM0004544



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому CD85d/ILT4 для проточной цитометрии. Распознает человеческий LILRB2 — рецептор для MHC антигенов класса I, участвующий в развитии иммунной толерантности. Валидировано для применения в проточной цитометрии, обладает перекрестной реактивностью с человеческим антигеном. Молекулярная масса 65 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD85d/ILT4, мкА
Примечания/Синонимы	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	10288
ID гена	10288
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N423
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Хладагент