

Моноклональное Антитело , Полученное От Кролика, Против Человеческого Cd85I/J, Для Проточной Цитометрии - O75019 / Q8NHL6

Артикул: CM0010127

введение

Высококачественное конъюгированное с моноклональное антитело кролика против человеческого CD85i/j (LILRA1/LILRB1), валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на иммунные рецепторы, экспрессируемые на моноцитах и В-клетках, идеально для иммунофенотипирования и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело , полученное от кролика, против человеческого CD85i/j
Примечания/Альтернативные названия	LIR6; CD85I; LIR-6; CD85J; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11024/10859
GeneID	11024/10859
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-461 человеческого CD85i (NP_006854.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75019/Q8NHL6
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом