

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd85I/J Меченая Для Проточной Цитометрии — 075019/Q8Nhl6

Артикул: CM0012700

введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD85i/j (LILRA1/LILRB1). Валидирована для проточной цитометрии, распознает нативные человеческие антигены. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток и изучения рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья анти-человеческая mAb к CD85i/j
Примечания/Алиасы	LIR6; CD85i; LIR-6; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11024/10859
ID гена	11024/10859
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	075019/Q8NHL6
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С пакетом льда