


Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому CD85j/Ilt2, Меченная , Для Проточной Цитометрии — Q8Nhl6

Артикул: CM0011150



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD85j/ILT2 (LILRB1), для проточной цитометрии. Распознает широкий спектр молекул МНС класса I; идеально подходит для изучения регуляции иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к человеческому CD85j/ILT2, меченная
Примечания/алиасы	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Вид	Человек
ID гена (человек)	10859
ID гена	10859
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 24–458 человеческого CD85j/ILT2 (NP_006660.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHL6
Молекулярная масса белка	49 кДа/70 кДа/71 кДа
Доставка	С ледяным пакетом