


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd85j/Ilt2 Для Проточной Цитометрии — Q8Nhl6

Артикул: CM0009508



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело против CD85j/ILT2 для проточной цитометрии. Направлено на человеческий LILRB1 — ингибиторный рецептор МНС класса I, экспрессируемый на иммунных клетках, что позволяет проводить исследования иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого CD85j/ILT2
Примечания/Алиасы	ILT2, LIR1, MIR7, PIRB, CD85J, ILT-2, LIR-1, MIR-7, PIR-B
Вид	Человек
ID гена (человек)	10859
ID гена	10859
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 24–458 человеческого CD85j/ILT2 (NP_006660.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHL6
Молекулярная масса белка	49 кДа/70 кДа/71 кДа
Доставка	С ледяным пакетом