


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd85j/Ilt2 Для Fc - Q8Nhl6

Артикул: CM0006070



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому CD85j/ILT2 (LILRB1). Предназначено для проточной цитометрии, нацелено на ингибирующий рецептор, распознающий антигены HLA класса I. Полезно для анализа субпопуляций иммунных клеток и функциональных тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого CD85j/ILT2 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Вид	Человек
ID гена	10859
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-458 человеческого CD85j/ILT2 (NP_006660.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHL6
Молекулярная масса белка	49 кДа/70 кДа/71 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом