


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd85j/Ilt2 Для Проточной Цитометрии - Q8Nhl6

Артикул: CM0012115



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD85j/ILT2 (LILRB1), конъюгированное с для проточной цитометрии. Подходит для изучения сигналинга иммунных чекпоинтов, регуляции NK-клеток, Т-клеток и В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-человеческое CD85j/ILT2 mAb
Примечания/Альтернативные названия	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10859
GeneID	10859
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-458 человеческого CD85j/ILT2 (NP_006660.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NHL6
Молекулярная масса белка	49кДа/70кДа/71кДа
Условия доставки	В пакете со льдом