


Кроличья Моноклональная Антитело К Человеческому Cd87/Plaur Меченная Для Проточной Цитометрии — Q03405

Артикул: CM0011225



введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитела к человеческому CD87/PLAUR (uPAR), валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения опосредованной урокиназным рецептором миграции клеток, адгезии и ремоделирования внеклеточного матрикса в исследованиях рака и тканевого гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мАнтитело к человеческому CD87/PLAUR
Примечания/Алиасы	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; рецептор урокиназного активатора пламиногена
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5329
ID гена	5329
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 23-303 человеческого CD87/PLAUR (NP_002650.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03405
Молекулярная масса белка	31 кДа/32 кДа/36 кДа
Доставка	Сумка-холодильник