


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd87/Plaur Для Проточной Цитометрии - Q03405

Артикул: CM0005244



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD87/PLAUR (рецептор активатора плазминогена урокиназного типа), валидированное для проточной цитометрии. Позволяет изучать клеточный поверхностный uPAR в протеолизе, адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD87/PLAUR
Примечания/Альтернативные названия	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; рецептор активатора плазминогена урокиназного типа
Вид	Человек
GeneID (человек)	5329
GeneID	5329
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-303 человеческого CD87/PLAUR (NP_002650.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q03405
Молекулярная масса белка	31кДа/32кДа/36кДа
Условия доставки	В пакете со льдом