


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd89 Для Проточной Цитометрии - P24071

Артикул: CM0012692



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий CD89 (FcalphaR).
Рекомбинантный иммуноген, валидированный для проточной цитометрии (FC). Перекрестная реакция с человеком. Идеально подходят для исследований IVD и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD89 мАт
Примечания/Псевдонимы	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Вид	Человек
GenelD (Человек)	2204
GenelD	2204
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD89.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24071
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом