


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd89 Для Проточной Цитометрии - P24071

Артикул: CM0012544



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные на человеческий CD89 (FcalphaRI), для проточной цитометрии. Валидированы для образцов человека. Доступ к UniProt: P24071. Подходят для исследований миелоидных клеток и иммунных рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD89 мАт
Примечания/Псевдоним	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2204
ID гена	2204
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-227 человеческого CD89 (NP_001991.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24071
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом