


Кролик Анти-Человеческий Cd89 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P24071

Артикул: CM0004381



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD89 для обнаружения Fc-рецептора IgA (FCAR) на иммунных клетках человека методом проточной цитометрии. Высокая специфичность, рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD89 мАт
Примечания/Псевдоним	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2204
ID гена	2204
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-227 человеческого CD89 (NP_001991.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24071
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом