

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd8b Для Проточной Цитометрии - P10966

Артикул: CM0011931

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD8b, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для иммунотипирования Т-клеток и функциональных анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человеческий CD8b мАт
Примечания/Псевдонимы	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Вид	Человек
ID гена (Человек)	926
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-170 человеческого CD8b (NP_004922.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10966
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом