

Кроличья Моноклональная Антитела Против Человеческого Cd8b Для Проточной Цитометрии — P10966

Артикул: CM0006081

введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий белок CD8b, валидированная для проточной цитометрии. CD8b является корецептором Т-клеток, участвующим в распознавании МНС класса I и активации цитотоксических Т-клеток. Идеально подходит для иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличья моноклональная антитела против человеческого CD8b
Примечания/Альясы	LY3; P37; LEU2; LYТ3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Вид	Человек
ID гена (человек)	926
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-170 человеческого CD8b (NP_004922.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10966
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	С ледяным пакетом