


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd9 Человека Для Проточной Цитометрии — P21926

Артикул: CM0006236



введение

Моноклональное антитело , полученное у кролика, против CD9 человека, валидированное для проточной цитометрии и нацеленное на тетраспанин CD9 массой 25 кДа (P21926). Идеально подходит для исследований иммунных клеток и экзосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD9 человека
Примечания/синонимы	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Вид	Человек
Идентификатор гена	928
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-228 CD9 человека (NP_001760.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21926
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом