


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd9 () Для Проточной Цитометрии - P21926

Артикул: CM0012670



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD9, валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на тетраспанн CD9 (TSPAN29), участвующий в клеточной адгезии, слиянии сперматозоида и яйцеклетки, активации тромбоцитов и метастазировании опухолей. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD9 mAb
Примечания/Псевдоним	MIC3, MRP-1, BTCC-1, DRAP-27, TSPAN29, TSPAN-29
Вид	Человек
ID гена (Человек)	928
ID гена	928
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий аминокислоты 1-228 человеческого CD9 (NP_001760.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21926
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка-холодильник