


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd9 Для Проточной Цитометрии - P21926

Артикул: CM0010455



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD9 (TSPAN29), валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований клеточной адгезии, активации тромбоцитов и метастазирования опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD9
Примечания/Альтернативные названия	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Вид	Человек
ID гена (Человек)	928
ID гена	928
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-228 человеческого CD9 (NP_001760.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21926
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом