

Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd90/Thy1 Для Проточной Цитометрии - P04216

Артикул: CM0004204

введение

Конъюгированная с красителем кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD90/Thy1 (мембранный гликопротеин Thy-1). Валидирована для использования в проточной цитометрии. Подходит для исследований в области нейробиологии и иммунологии, требующих детекции этого GPI-заякоренного антигена клеточной поверхности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против человеческого CD90/Thy1
Примечания/Альтернативные названия	CD90; CDw90
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	7070
ID гена	7070
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот от 20 до 130 человеческого CD90/Thy1 (NP_006279.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04216
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия отгрузки	С пакетом охлаждающим льдом