

Кролиčky Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd90/Thy1 Для Проточной Цитометрии - P04216

Артикул: CM0009636

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD90/Thy1 (Swiss-Prot P04216), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения мембранного гликопротеина, участвующего в синаптогенезе и межклеточных взаимодействиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек CD90/Thy1 мАт
Примечания/Псевдоним	CD90, CDw90
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7070
GeneID	7070
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-130 человеческого CD90/Thy1 (NP_006279.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04216
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом